

DataDiary Cube DataDiary CUBE

zur einfachen und drahtlosen Protokollierung von CUBE Kleinsterilisatoren.



- Wartungsarme Plug & Play Lösung
- Kabellose Datenübertragung per WLAN über ein lokales Netzwerk
- Protokollerstellung im PDF-Format
- Benutzeridentifikation per User-ID mit Passwort oder NFC-Tag
- Inkl. Zugang zur App, WiFi Dongle Key und 5 NFC-Chipkarten
- Kompatibel ab Android 8.0 und iOS 12.4

EAN: 4002516298328 / Materialnummer: 11394260 / Alte Materialnummer: 68819003D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Unterstützte Betriebssysteme	Android
Minimal notwendige Bildschirmdiagonale Endgerät in Zoll	7,00
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Trays/Tablets	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	10
Außenmaß, Nettobreite in mm	25
Außenmaß, Nettotiefe in mm	69
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,08
Bruttogewicht in kg	0,09